

新リリースのお知らせ
Nikon DS-U3 コントローラと DS-Fi2 カメラのサポート



2014年3月14日 – Media Cybernetics 社は Image-Pro ソフトウェア用のニコン DS-U3 キャプチャーインターフェースをリリースしました。

これにより、ニコン DS-Fi2 カメラの画像を Image-Pro に取り込めます。本ドライバーは、Windows 7 32 bit OS のみで動作します。

このドライバーは以下の web page からダウンロードできます。
http://www.mediacy.com/index.aspx?page=drivers_Nikon

サポート状況

Nikon Model	Image - Pro Plus 7.X	Image - Pro Insight 8.X	Image - Pro Premier 32-bit 9.X
DS-Fi2	✓	✓	✓

✓ = 確認済 Media Cybernetics 社のカメラ取り込みテスト済です。