

新リリースのお知らせ Olympus Capture Interface 7 for DP73 Cameras



2014年1月20日 – Media Cybernetics 社は Image-Pro ソフトウェア用のオリンパス DP73 キャプチャーインターフェース v7.0.0 をリリースしました。

これにより、オリンパス DP73 カメラの画像を Image-Pro に取り込めます。本ドライバーは、Windows XP Professional (SP3) 32-bit と Windows7 Professional& Ultimate (SP1) の 32 & 64-bit OS にて動作します。

このドライバーは以下の web page からダウンロードできます。

http://www.mediacy.com/index.aspx?page=drivers_Olympus

現行モデルのサポート状況

Olympus Model	Image - Pro Plus 7.X	Image - Pro Insight 8.X	Image - Pro Premier 32-bit 9.X
DP73	✓	✓	✓

✓ = 確認済 Media Cybernetics 社のカメラ取り込みテスト済です。

インストールの方法：

以下 web サイトの *Capture Interface Guide* を参照願います。

http://www.mediacy.com/index.aspx?page=drivers_Olympus

[Olympus DP 73 Capture Interface Guide - PDF](#)