

## 新リリースのお知らせ

### Photometrics Capture Interface 7.0.3 for Image-Pro



2014年1月28日 – Media Cybernetics 社は Image-Pro ソフトウェアの Photometric Capture Interface v7.0.3 をリリースしました。

これにより、Photometric 社カメラの画像を Image-Pro に取り込めます。本ドライバーは、Windows XP Professional (SP3) 32-bit と Windows7 Professional& Ultimate (SP1) の 32 & 64-bit OS にて動作します。

#### 以下のカメラがサポートされます:

- Cascade II
- CoolSNAP EZ
- CoolSNAP HQ2
- CoolSNAP MYO
- Evolve
- QuantEM 512C
- Rolera MG1 Plus
- Rolera Thunder

#### 以下のカメラはベータサポートです:

- Cascade 128+ (PCI Card)
- Cascade 1K (PCI Card)
- CoolSNAP K4

詳細は以下ページをご参照願います。

[http://www.mediacy.com/index.aspx?page=drivers\\_Photometrics](http://www.mediacy.com/index.aspx?page=drivers_Photometrics)